



C900 Vision Chart

- Una nuova generazione di ottotipi
- Distanza di lavoro aggiustabile con precisione
- Una vasta disponibilità di test
- Facilità di up-grade tramite la porta USB
- Nuovo e gradevole design, facilmente installabile
- Possibilità di installazione con supporto da tavolo o da muro
- Equipaggiato con un telecomando per facilitare il cambio dei test
- Test per il daltonismo
- Test per la sensibilità al contrasto
- Possibilità di inserire la maschera rosso verde su tutti i test, utilizzabile anche con lo specchio, funzione standby ecc.





C900 Vision Chart

CARATTERISTICHE TECNICHE

LCD: Display XGA da 15 pollici
Distanza lavoro da 2 a 7 mt
Telecomando a batteria e a raggi infrarossi
Luminosità: 160 cd/m²
Determinazione acuità visiva con test E di Albin, C di Landolt, lettere, Numeri, disegni per bambini.
Test:

Schober test
Worth test
Cross grid
Test di coincidenza
ETDRS
Stereo test
Test per l'astigmatismo
Punto di fissazione
Ishihara test
Cilindri crociati
Test rosso/verde
Test per il bilanciamento rossoverde
Unità di misura visus: Decimale, 5—gradi, LogMAR, Snellen (ft), Snellen (m)
Maschere disponibili : Apertura , Linee Orizzontali , Linee Verticali , test singolo.
Maschera rosso verde. Modifica contrasto
Inversione immagine Test per l'uso con lo specchio
Funzione Screen-saver

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso : 110-230 V \pm 10%
AC 50/560Hz
Uscita: 12V DC
Potenza: 20W
Peso: 1,75 Kg.

CONDIZIONI DI LAVORO

Temperatura: +5 °C ~ +40 °C
Umidità relativa \leq 80%
Pressione atmosferica 800 hpa ~1060 hpa

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura: -40 °C ~ + 55 °C
Umidità relativa \leq 93%
Pressione atmosferica 700 hpa ~1060 hpa

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Temperatura: -40 °C ~ + 55 °C
Umidità relativa \leq 93%
Pressione atmosferica 700 hpa ~1060 hpa