



Superflex®

LENTE INTRAOCULARE ACRILICA IDROFILICA INIETTABILE E BORDO CON TECNOLOGIA "SQUARE EDGE AMON-APPLE"

La Superflex, che possiede le stesse caratteristiche delle C-Flex ma con un ottica più grande ed una lunghezza totale maggiore, presenta delle caratteristiche aggiuntive:

- **Anatomicamente predisposte per occhi con elevata miopia**
- **Insieme alla chiarezza ottica ed una bassa aderenza dell'olio di silicone associata al Rayacryl, il maggiore diametro ottico permette una migliore vista della retina nel paziente che viene sottoposto ad intervento chirurgico di vitreoretina.**
- **Il maggiore diametro ottico favorisce la funzione accomodativa nelle pupille più attive dei pazienti più giovani ottenendo una migliore qualità visiva.**
- **Il maggiore diametro ottico e la bassa percentuale di bagliori permettono una migliore visione notturna.**
- **Sebbene siano state progettate inizialmente per la fissazione nel sacco capsulare, la maggiore lunghezza totale assicura la fissazione nel solco ciliare come alternativa praticabile.**

Lente Rayner® C-flex (570C)

- AVH Technology® brevettata per la perfetta centratura e stabilità
- Bordo unico a 360° con tecnologia "Square edge Amon-Apple" per ridurre la PCO
- Prodotte in Rayacryl® materiale copolimero acrilico idrofilico per:
 - Alta biocompatibilità
 - Bassa PCO
 - Purezza ottica con assenza di luccichii e vacuoli
 - Bassa aderenza con olio di silicone
 - Eccezionali caratteristiche che rendono la lente di facile manualità

Disponibilità di poteri diottrici:

- Da +10,00 D a +25,50 D con incrementi da 0,50 D

Diametro dell'ottica 6,25 mm e lunghezza totale di 12,50 mm

Costante A stimata 118,00

ACD teorica 4,97

Iniettore Rayner® monouso con punta soffice:

- In plastica a forma di siringa con ugello rotondo
- Incisione da 2 mm
- Risparmio
- Sicurezza

Confezionamento

La lente Rayner® *C-flex* acrilica idrofila iniettabile è fornita in una soluzione salina (570C) allo 0,9 % in un sacchetto che contiene un blister, sterilizzato a vapore caldo umido viene presentato in un conveniente e rapido kit in una scatola che contiene:

- Una lente intraoculare iniettabile *C-flex*
- Un iniettore Rayner® monouso con cuscino soffice

